

# CLONES-CHART

MUTANTI OROMER

LAURA 3/3/99

SCATOLA B

DESIGNATION :

pBpOROMYC Me2

INSERT :

OROMYC Me2

VECTOR :

pBabe Puro

SELECTION :

amp (Puro in eucarioti)


RECOVERY OF INSERT :

Ceal/EcoRI

Questo è lo scaffold che abbiamo usato per i vari mutanti

pBabe Puro

(5.1 kb)



Select for constructs derived from this vector in Ampicillin (100µg/ml)

Select cells infected in culture in 1.0-2.5 µg/ml Puromycin

LITERATURE AND DESCRIPTION :

Dipento pBpOROMYC Me2 con Hind III (no blunt) ed EcoRI. Clonato in pBR dipento con SmaBI (più blunt di per se) e EcoRI (ottenuto da pBPMYC Me2).

REMARKS :