

CLONES-CHART

LAURA 18/1/99

DESIGNATION :

PCS OMOMYC Mez

INSERT:

OMOMYC Mez

VECTOR:


PCS

SELECTION:

amp

RECOVERY OF INSERT:

~~Not1/Eag1~~ ClaI/EcoRI



LITERATURE AND DESCRIPTION:

Dipinto PCS abas con ClaI/EcoRI.
 OMOMYC Mez è stato amplificato per PCR dal pBS^{KS} OMOMYC Mez
 con per sito OMOClaI e di polimerasi e dipinto con ClaI/EcoRI.

REMARKS:

Verificata ~~proteina~~ espressione della proteina
 per western.

DAT.

VIS.